

 仪速安科技

仪器预约管理指南

东北师范大学大型仪器物联网平台

广州仪速安电子科技有限公司

运行环境

电脑浏览器



微信公众号




| 系统入口


预约入口：<https://dywllw.nenu.edu.cn> 门户网站

移动端入口：东北师范大学大仪物联网 微信服务号

上机预约流程



送样预约流程



注册帐号



1.进入首页



2.点击“校内师生统一身份认证登录”开始注册帐号

加入课题组 (PC端)



1. 点击“进入用户中心”，进入左侧的“我的课题组”点击“加入课题组”按钮。

PS：一个用户可以加入多个课题组。

2. 在“加入课题组”输入框中检索课题组名称即可选择申请加入该课题组。


加入课题组 (PC端)



1. 点击“预约系统”;



2. 进入“个人中心”, 点击“我的课题组”;



3. 点+号添加课题组;




4. 检索课题组并加入;

自主上机预约 (PC端)




1. 点击菜单栏“预约服务”进入列表，选择需要预约的仪器，并点击该仪器右侧“仪器预约”按钮。
 PS：该页面可以通过资产名称、仪器管理员名称、资产编号进行检索



2. 选择好所属课题组、使用用途、预约时间、实验项目之后点“提交预约”；
 ps: 选择时间段选择开始时间再选介绍时间即可

自主上机预约 (PC端)



预冻结费用详情

费用明细:

序号	时长	时段	最小预约时长	计费标准	其他费用	消耗品费用	合计
1	1 小时	2024-04-09 10:00 ~ 2024-04-09 11:00	0.17小时	15元/小时		试剂: 0元 清洁纸巾: 0元	15
总价							15 元

确定预约

3.此时进入了费用明细页面，确认无误即可点击“确认预约”。

PS：此时如果该仪器需要导师和仪器管理员审核的，系统会推送审核信息给到相应的负责人微信公众号上（仪器管理员后台页面也有推送）

自主上机预约 (移动端)



1.进入公众号, 点击“预约系统”;



2.查找需要预约的仪器, 点击“仪器预约”;



3.选择好预约时间, 点击“下一步”;

自主上机预约 (移动端)



10:19 仪器预约

预约人 邝光发

联系方式 15918840847

所属课题组 邝工

使用用途 科研 教学 社会服务

实验项目

- 实验项目1
- 实验项目2
- 实验项目3
- 测试全部免费

样品b 1

上一步 下一步

4.选择所属课题组、使用用途、实验项目，点击“下一步”；



10:19 仪器预约

账单总费用 (元):

时长	计费标准	最小预约时长
2小时	15元/小时	0.17小时

其他费用: -

清洁纸巾的单小号消耗品纸巾低是什么的豆: 0元; 润滑剂: 0元; 消耗品1: 0元; 消耗品2: 0元; 消耗品3: 0元; 消耗品4: 0元; 消耗品5: 0元; 消耗品6: 0元; 消耗品7: 0元; 消耗品8: 0元; 消耗品9: 0元; 消耗品10: 0元; 消耗品11消耗品0消耗品1消耗品2431: 0元

总计 30

上一步 确定预约

5.此时进入了费用明细页面，确认无误即可点击“确认预约”。

用户上机 (仅移动端)



1.进入公众号，点击“仪器预约审批结果通知”；



2.进入订单后点“开机/开始实验”按钮；



3.使用结束就继续进入订单点“开机/结束实验”按钮；

用户上机（仅移动端）



1.确认消耗品数量，没问题点“确定关机”；



2.确认费用是否有误，点“确认费用”；



3.费用确认是否有误；

用户上机（仅移动端）



1.开机的另一种方法，点击“预约系统”；



2.进入“个人中心”点击“预约记录”；



3.点击要开机的订单；

用户送样预约 (移动端)



1.进入公众号, 点击“预约系统”;



2.查找需要预约的仪器, 点击“送样预约”;



3.选择好课题组、检测项目、使用用途、预约时间, 点击下一步;

用户送样（仅移动端）



16:11 16:11 16:11

送样预约

检测项目1

*样品是否回收-单选 否 是

*样品名称-文本框 样品a

*样品数量-数字框 - 1 +

样品备注-多行文本 请输入

*样品类型-多选 固体 液体 气体 混合体

*送样时间-日期 2024-04-12

其他-下拉 测试1

上一步

下一步

4.按要求填写样品属性等，点击“下一步”；



16:11 16:11 16:11

送样预约

账单总费用 (元)

序号	费用名称	费用价格
1	样品类型设置-test检测项目1	3
2	test2检测项目1	3
3	3	3
总计		9

上一步

确定预约

5.此时进入了费用明细页面，确认无误即可点击“确认预约”。

PS：送样预约提交完预约后，导师和仪器管理员审核完成会推送预约成功的通知到微信服务号，预约人只需在预约送样的日期把样品送到给仪器负责人。

完毕,请多批评指正!



广州仪速安电子科技有限公司

地址: 广州高新技术产业开发区南云三路39号F栋三楼

400电话: 400-9696-217

官网: <http://www.ysa365.com>